




Starkey | Technische Daten

RIC R

Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich

- RIC R 40
- RIC R 50
- RIC R 60



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Farbauswahl



2.4 GHz Zubehör

- TV
- Remote Microphone +
- Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrophon
- 2.4 GHz Programmer

Kundenvorteile

- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- CROS System

Evolv AI Technologie

- Hörsysteme mit einer Healthable Technologie, integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz

	40 dB Hörer		50 dB Hörer		60 dB Hörer		Matrizen: 107/40, 115/50, 120/60 Batteriegröße: Akku 312
Messwerte	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	120	115	127	120	131	
HFA OSPL90 (dB SPL)	102	N/A	109	N/A	117	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	112	N/A	119	N/A	127	
Maximale Verstärkung (dB)	40	52	50	63	60	71	
HFA maximale Verstärkung (dB)	35	N/A	45	N/A	56	N/A	
RTF maximale Verstärkung (dB)	N/A	43	N/A	55	N/A	65	
Frequenzbereich (Hz)	<100-9400	<100-9400	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	
Bezugsprüffrequenzen (dB)	25	36	32	44	40	52	
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	26	26	26	26	26	26	
Klirrfaktoren							
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
Telefonspulenempfindlichkeit							
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	83	N/A	89	N/A	97	N/A	
MASL (IEC) (dB SPL)	64	N/A	75	N/A	84	N/A	
Geschätzte Akkulaufzeit							
Li-Ionen-Akku Laufzeit in Stunden	Bis zu 24 Stunden*		Bis zu 24 Stunden*		Bis zu 24 Stunden*		
Tinnitus Therapie Stimulus							
Max RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87		87		87		
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87		87		87		
Max 1/3 Oktave Ausgangspegel (dB SPL)	87		87		87		

*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab




Starkey | Technische Daten

RIC R

Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich

- RIC R 40
- RIC R 50
- RIC R 60



Evolv AI 1200 | 1000

Farbauswahl



2.4 GHz Zubehör

- TV
- Remote Microphone +
- Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrofon
- 2.4 GHz Programmer

Kundenvorteile

- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- CROS System

Evolv AI Technologie

- Hörsysteme mit einer Healthable Technologie, integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz

	40 dB Hörer	50 dB Hörer	60 dB Hörer	Matrizen: 107/40, 115/50, 120/60 Batteriegröße: Akku 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Messwerte	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	120	115	127	120	131
HFA OSPL90 (dB SPL)	102	N/A	109	N/A	117	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	112	N/A	119	N/A	127
Maximale Verstärkung (dB)	40	52	50	63	60	71
HFA maximale Verstärkung (dB)	35	N/A	45	N/A	56	N/A
RTF maximale Verstärkung (dB)	N/A	43	N/A	55	N/A	65
Frequenzbereich (Hz)	<100-7700	<100-7700	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüffrequenzen (dB)	25	36	32	44	40	52
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	26	26	26	26	26	26
Klirrfaktoren						
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Telefonspulenempfindlichkeit




HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	83	N/A	89	N/A	97	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	64	N/A	75	N/A	84	N/A

Geschätzte Akkulaufzeit

Li-Ionen-Akku Laufzeit in Stunden	Bis zu 24 Stunden*	Bis zu 24 Stunden*	Bis zu 24 Stunden*
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tinnitus Therapie Stimulus

Max RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87	87
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87	87
Max 1/3 Oktave Ausgangspegel (dB SPL)	87	87	87



*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab



Starkey | Technische Daten

RIC R AP


Receiver-In-Canal Akku

ABSOLUTE
POWER

Anpassbereich

RIC R AP 60

RIC R AP 70



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Farbauswahl



Bright White
mit Sterling



Schwarz



Slate



Sterling



Espresso



Bronze



Champagne

2.4 GHz Zubehör

- TV
- Remote Microphone +
- Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrofon
- 2.4 GHz Programmer

Kundenvorteile

- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- CROS System

Evolv AI Technologie



- Hörsysteme mit einer Healthable Technologie, integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz

	60 dB AP Hörer	70 dB AP Hörer	Matrizen: 123/60, 130/70 Batteriegröße: Akku 312	
Messwerte	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Maximale Verstärkung (dB)	60	70	70	81
HFA maximale Verstärkung (dB)	54	N/A	65	N/A
RTF maximale Verstärkung (dB)	N/A	66	N/A	78
Frequenzbereich (Hz)	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüffrequenzen (dB)	40	55	47	64
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	26	26	26	26
Klirrfaktoren				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
Telefonspulenempfindlichkeit				
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
Geschätzte Akkulaufzeit				
Li-Ionen-Akku Laufzeit in Stunden	Bis zu 24 Stunden*	Bis zu 24 Stunden*		

Tinnitus Therapie Stimulus

Max RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87
Max 1/3 Oktave Ausgangspegel (dB SPL)	87	87

*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab





Starkey | Technische Daten

RIC R AP


Receiver-In-Canal Akku

ABSOLUTE
POWER

Anpassbereich

RIC R AP 60

RIC R AP 70



Evolv AI 1200 | 1000

Farbauswahl



2.4 GHz Zubehör

- TV
- Remote Microphone +
- Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrophon
- 2.4 GHz Programmer

Kundenvorteile

- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- CROS System

Evolv AI Technologie

- Hörsysteme mit einer Healthable Technologie, integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz

	60 dB AP Hörer	70 dB AP Hörer		Matrizen: 123/60, 130/70 Batteriegröße: Akku 312
--	-------------------	-------------------	--	---

Messwerte

	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc Kuppler	IEC OES Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Maximale Verstärkung (dB)	60	70	70	81
HFA maximale Verstärkung (dB)	54	N/A	65	N/A
RTF maximale Verstärkung (dB)	N/A	66	N/A	78

Frequenzbereich (Hz)

	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Bezugsprüffrequenzen (dB)	40	55	47	64
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	26	26	26	26

Klirrfaktoren

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Telefonspulenempfindlichkeit

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A

Geschätzte Akkulaufzeit

Li-Ionen-Akku Laufzeit in Stunden	Bis zu 24 Stunden*	Bis zu 24 Stunden*
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Tinnitus Therapie Stimulus

Max RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87
Gewichteter RMS Ausgangspegel (dB SPL)	87	87
Max 1/3 Oktave Ausgangspegel (dB SPL)	87	87

*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab

